

NEW 2023! NOVEDAD 2023!

Pocket Fit 4

nuovo design e funzionalità

unico prodotto più applicazioni

TENS e EMS a 4 canali

50 programmi



*NEW AGE ITALIA is proud to present the new electrostimulator **Pocket Fit 4**, historic device of New Age, but renovated in design and functionality.*

*NEW AGE ITALIA es orgullosa de presentaros el nuevo electroestimulador **Pocket Fit 4**, un dispositivo icónico de la casa, pero renovado en sus diseño y funcionalidades.*

- NEW DESIGN / NUEVO DISEÑO
- PRODUCT WITH MANY APPLICATIONS / PRODUCTO CON MULTIPLES APLICACIONES
- 4-channels TENS and EMS / TENS y EMS a 4 canales
- 50 PROGRAMS / 50 PROGRAMAS

PRODUCT ENDOWED WITH: 4 PAIR OF ELECTRODES 50*50, 4 ELECTRODES WIRES, USB CABLE, USB BATTERY CHARGER, USER MANUAL, CARRY BAG.

DOTACION ESTANDARD: 4 PARES DE ELECTRODOS 50*50, 4 CABLES PARA ELECTRODOS, CABLE USB, CARGADOR USB, MANUAL DE USO, MALETIN.



*Each program controls the electrical signal delivered, the **intensity, frequency** and **duration**. The intensity of the **four channels** can be adjusted independently and can be individually applied to a part of the body. This device can, therefore, be used **in four different zones simultaneously**. The device runs on **battery** and charging via USB port.*

*Cada programa controla la señal eléctrica generada, la **intensidad, frecuencia** y **duración**. La intensidad de los **cuatro canales** se puede ajustar de forma independiente y se puede aplicar individualmente a una parte del cuerpo. Por lo tanto, este dispositivo puede utilizado **en cuatro zonas diferentes simultáneamente**. El dispositivo funciona con **batería** y la carga se realiza a través del puerto USB.*



Power source / Fuente energia: 3,7 V Li-ion battery / batería iones litio de 3,7 V

Power supply / Alimentación: Input / Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A;

Output / salida: 5 V CC, 300 mA

4-channels output / salida a 4 canales

Wave form / Forma de onda: Bi-phase square-wave pulse / cuadrada de dos fases

Output current / Corriente salida: max. 120 mA (500 ohm load) / max. 120 mA (max 500 ohmios carga)

Output intensity / Intensidad de salida: 0-40 levels, adjustable / 0-40 niveles, ajustable

Treatment mode / Modo de operación: TENS and EMS / TENS y EMS

Programs / Programas: 50 total / 50 totales

TENS: 18 preset + 12 free / TENS: 18 preconfigurados + 12 libres

EMS: 11 preset + 9 free / EMS: 11 preconfigurados + 9 libres

Pulse rate / Pulsación: 2Hz ~ 120Hz

Pulse width / Ancho de pulso: 50uS ~ 400uS

Treatment time / Tiempo de tratamiento: 5 min. ~ 90 min.



www.newageitalia.it

NewAge Italia Srl

Via De Brozzi, 3 - Lugo (RA) 48022

Tel +39 0545 32019

E-mail: info@newageitalia.it