



ΝευροΚρυοΔιέγερση NeuroCryoStimulation (NCS)

Cryoscreen®



MADE IN FRANCE

Μοναδική συσκευή ΝευροΚρυοΔιέγερσης CO₂
που συνδυάζει τη δύναμη του θερμικού σοκ
με θερμική κάμερα

Τεχνολογία Cryoscreen® ΝευροΚρυοΔιέγερση -78°C

Η τεχνολογία **Cryoscreen®** καθιστά δυνατή τη μείωση της θερμοκρασίας από 32°C στους 4°C σε 30 sec χάρη στο συνδυασμό ψυχρού -78°C, 50 bar πίεσης CO₂ και δημιουργίας μικροκρυστάλλων.

Το θερμικό σοκ είναι άμεσο, διεγείρει τους υποδοχείς του δέρματος που στέλνουν ένα ισχυρό και πολύ γρήγορο μήνυμα στον υποθάλαμο για την ενεργοποίηση του νευροφυτικού αντανακλαστικού συστήματος.

Tα αποτελέσματα του Cryoscreen®

- Ανακούφιση από τον πόνο
- Διαχείριση της φλεγμονώδους κρίσης
- Αγγειοκινητικό αποτέλεσμα: ταχεία παροχέτευση αιματωμάτων και οιδήματος
- Μυϊκή χαλάρωση
- Η μοναδική συσκευή ΝευροΚρυοΔιέγερσης CO₂ που συνδυάζει τη δύναμη του θερμικού σοκ και μια θερμική κάμερα
- Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση με εύκολη και ελαφριά λαβή. Η θερμοκάμερα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που σας επιτρέπουν να οπτικοποιείτε, να αναλύετε και να επεξεργάζεστε με μία μόνο κίνηση





Το **Cryoscreen_®** είναι μέρος του θεραπευτικού οπλοστασίου που συνοδεύει τον επαγγελματία καθημερινά για τη θεραπεία οξέων ή χρόνιων παθήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της συσκευής Cryoscreen_®

Εύχρηστη

Χάρη σε μια ενσωματωμένη θερμική κάμερα και μια ισχυρή οιθόνη, μπορείτε να μετρήσετε τη θερμοκρασία εξ αποστάσεως και να δείτε τις ζώνες θερμότητας που πρέπει να θεραπευτούν.

Φορητή

Η εργονομία, το μέγεθος και τα αξεσουάρ της επιτρέπουν να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιστάσεις και παντού. Η επίδοση καθίσταται δυνατή με ακριβή μέτρηση.

Ευέλικτη

Οι πολλαπλές επιλογές επιτρέπουν την προσαρμοσμένη χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Συμμόρφωση

Η Cryonic Medical είναι πιστοποιημένη με ISO 9001-ISO 13485. Όλες οι συσκευές της συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ιατρικά πρότυπα. (σήμα CE)

Ενδείξεις Cryoscreen®

- Ολική αντικατάσταση γόνατος
- Ρινοπλαστική
- Επικονδυλίτιδα / Tennis elbow
- Τεντονοπάθεια
- Πόνος χαμηλά στην πλάτη
- Οστεοαρθρίτιδα αυχένα
- Ισχιαλγία
- Αλγοδυστροφία
- Ενεργοποίηση λεμφικής παροχέτευσης
- Ουλές
- Ενέσεις (Μεσοθεραπεία - Botox - Κορτιζόνη)
- Οστεοπαθητική

Η συσκευή ΝευροΚρυοΔιέγερσης Cryoscreen® περιλαμβάνει

Δύο ακροφύσια

Τροχήλατο

Βάση plexiglass

Βαλίτσα μεταφοράς

Μπουκάλα χαλύβδινη
20kg/15lt

Μικρή μπουκάλα

Power bank



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδος

Epi-Bion
Επιβιώνει μόνο η ποιότητα
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Σινώπης 13, 115 27 - Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7791501 - 7774772
E-mail: info@epi-bion.gr
www.epi-bion.gr